





Consulter la fiche en ligne

F04220H00100025

Fraise hémisphérique à deux dents pour nervures queue renforcée



Détails	Matériaux	Revêtements	Séries normal
Diamètre partie coupante D +0/-0,02	Acier < 800 n/mm ²	Balinit® Tisaflex (HMH)	
Rayon d'angle Cr/r	Acier < 1000 n/mm ²	Revêtements alternatifs	
Longueur utile l	Acier < 1300 n/mm ²		
Longueur dégagement l1	Acier trempé 42 ÷ 52 HRC		
Diamètre rabaissement d1	Acier trempé 52 à 62 HRC		
Longueur déchargement conique l2			
Dégagement entre l'arête et la queue alpha			
Angle engagé beta			
Longueur totale L			
Diamètre queue d h5			
epsilon 0,5°			
epsilon 0,5°			
epsilon 1,0°			
epsilon 1,0°			
epsilon 2,0°			
epsilon 2,0°			
epsilon 3,0°			
epsilon 3,0°			

Nombre de dents

Z	2
---	---

Normes relatives à la queue

Rif. gambo	HA
------------	----

Cet outil est disponible en 6 diamètres.

 Respectez l'environnement, évitez d'imprimer ce document si cela n'est pas nécessaire.